


Поликлональное Антитело Против Krr1 Для ВБ, Иф/Ик, Ифа — Q13601

Артикул: CM0026006



введение

Кроличье поликлональное антитело к KRR1 для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Направлено против компонента процемосома малой субъединицы, участвующего в биогенезе рибосом. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нуклеолярного процессинга рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KRR1 Кроличье пАб
Примечания/Синонимы	HRB2; RIP-1; KRR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	11103
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-381 белка KRR1 человека (NP_008974.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13601
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет