

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ku70 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P12956

Артикул: CM0015544



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Ku70 (XRCC6). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований репарации ДНК и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Ku70 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2547
GeneID	2547
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 408-609 человеческого Ku70 (NP_001460.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12956
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент