

Поликлональное Антитело Кролика Против Lamc1 Для Wb, IHC-P И Elisa — P11047

Артикул: CM0013635



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против LAMC1, валидированное для применения в WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с субъединицей ламинина гамма-1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и базальной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело LAMC1 pAb
Примечания/синоним	LAMB2; LAMC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3915
GeneID	3915
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11047
Молекулярная масса белка	178 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом