

## Антитело К Anti-Lap3 (Валидация Kd) Кроличье Моноклональное Для Wb, IHC-P, Elisa - P28838

Артикул: CM0010893

### введение

Кроличье моноклональное антитело к LAP3 с валидацией KD для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Обнаруживает цитозольную аминопептидазу LAP3 человека, мыши и крысы, участвующую в метаболизме глутатиона. Идеально подходит для исследований валидации нокдауна.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидация KD] LAP3 кроличье МАТ                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 51056                                                                                                                               |
| GeneID                    | 51056                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-180 человеческого LAP3 (NP_056991.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | P28838                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 56 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                    |