


Поликлональные Антитела Против LarP6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Brs8

Артикул: CM0021418



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого LARP6, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения регуляции трансляции коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LARP6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACHN; LARP6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55323
ID гена	55323
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-320 человеческого LARP6 (NP_060827.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRS8
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	В ледяном пакете