


Поликлональное Антитело Кролика Против Lcp2 Для Вб, Ифа — Q13094

Артикул: CM0021286



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого LCP2 (SLP-76). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с белком человека и мыши. Полезно для изучения сигналинга Т-клеточного рецептора и активации иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	LCP2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMD81, SLP76, SLP-76, LCP2
Вид	Человек
ID гена	3937
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 159-533 человеческого LCP2 (NP_005556.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13094
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Хладоэлемент