

Поликлональное Антитело К Анти-Леггемоглобину (Mtlbs) Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P27992/P27993

Артикул: CM0019443

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на леггемоглобин *Medicago truncatula* (MtLBs/LB2), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает MtLb2 и MtLb6 (P27992/P27993). Идеально для исследований фиксации азота и нодуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MtLBs Поликлональное антитело кролика (pAb)
Примечания/Алиасы	LB2; MTlb2; MtLBs
Вид	<i>Medicago truncatula</i> (Люцерна усеченная)
ID гена	11433347
Иммуноген	Синтетический пептид Два синтетических пептида, соответствующих последовательности в пределах аминокислот 7-21 и 100-113 леггемоглобина 2 <i>Medicago truncatula</i> (XP_003588689.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Medicago truncatula</i>
SWISS-PROT	P27992/P27993
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом