

Кроличья Поликлональная Антитело Против Leprel1 Для Wb И Elisa — Q8IvI5

Артикул: CM0030650

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, направленная против LEPREL1 (P3H2), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген — рекомбинантный белок. Подходит для исследований пролил-3-гидроксилазы коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LEPREL1 Кроличья pAb
Примечания/алиасы	MCVD; MLAT4; LEPREL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55214
ID гена	55214
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 400–700 человеческого LEPREL1 (NP_060662.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IVL5
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом