

Поликлональное Антитело Против Рецептора Лептина Для Wb, If/Icc, Elisa — P48357

Артикул: CM0030554



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий рецептор лептина (LEPR, CD295). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА (ELISA), обладает перекрестной реактивностью с крысиной мишенью. Идеально подходит для исследования сигналинга лептина, энергетического гомеостаза и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Leptin Receptor Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Рецептор лептина
Вид	Человек
ID гена (человек)	3953
ID гена	3953
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1070-1165 человеческого LEPR (NP_002294.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P48357
Молекулярная масса белка	132 кДа
Доставка	Хладопакет