

Поликлональные Антитела Кролика Против Lf1 Для Вб, Ифа - Q6Taq6

Артикул: CM0020562

введение

Поликлональные антитела кролика, специфичные к LF1 *Oryza sativa* — фактор транскрипции типа гомеобокс-лейцин-зиппер (HOX10/OsHB1). Валидированы для ВБ и ИФА, подходят для исследований регуляции генов и развития растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LF1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/псевдонимы	hb1; HOX10; OsHB1; OsHox10; OsJ_008792; LF1
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4331345
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-500 LF1 <i>Oryza sativa</i> . (Q6TAQ6).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6TAQ6
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	С ледяным пакетом