

## Кроличья Моноклональная Антитело К Lgi1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95970

Артикул: CM0003521



### введение

Кроличья моноклональная антитело к LGI1 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, направленная против человеческого LGI1 (O95970) с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Подходит для нейробиологических исследований синаптической передачи и механизмов эпилепсии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | LGI1 Rabbit mAb                                                                                                                           |
| Примечания/псевдонимы     | EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| GeneID (человек)          | 9211                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 9211                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого LGI1 (O95970)) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | WB, ИФА                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Мышь, крыса                                                                                                                               |
| SWISS                     | O95970                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 64 кДа                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Айс-пакет                                                                                                                                 |