

Кроличье Моноклональное Антитело Против Lgr6 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Hbx8

Артикул: CM0009575

введение

Кроличье моноклональное антитело против LGR6, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Детектирует LGR6 человека и крысы, рецептор для R-спондинов, потенцирующий сигнализацию Wnt и маркирующий эпидермальные стволовые клетки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к LGR6
Примечания/Альтернативные названия	GPCR; VTS20631; LGR6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	59352
GeneID	59352
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 801-900 белка LGR6 человека (Q9HBX8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9HBX8
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом