


Кроличыи Поликлональные Антитела K Lin7C Для Wb И Elisa - Q9Nup9

Артикул: CM0023677



введение

Кроличыи поликлональные антитела к LIN7C, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагируют с LIN7C человека, мыши и крысы (Q9NUP9). Подходят для изучения клеточной полярности, мембранного транспорта и организации синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к LIN7C
Примечания/Синонимы	MALS3; VELI3; LIN-7C; MALS-3; LIN-7-C; LIN7C
Вид	Человек
GeneID (человек)	55327
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 LIN7C человека (NP_060832.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NUP9
Молекулярная масса	22 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом