

Поликлональные Антитела К Lingo1 Для Wb, Elisa - Q96Fe5

Артикул: CM0024874



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к LINGO1 направлены против белка LINGO1 человека (Q96FE5), валидированы для методов вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обладают перекрестной реактивностью с мышиными белками и подходят для исследований регенерации аксонов и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи антитела к LINGO1 (pAb)
Примечания/Синонимы	LERN1, MRT64, LRRN6A, UNQ201, LINGO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84894
GeneID	84894
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-240 LINGO1 человека (NP_116197.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96FE5
Молекулярная масса белка	70 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (лед)