

Кроличья Поликлональная Антитела Против Lrpar1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P30533

Артикул: CM0017290



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий LRPAP1 (RAP, альфа-2-MRAP). Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Выполняют функцию молекулярного шаперона для рецепторных белков, родственных LDL-рецептору.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против LRPAP1
Примечания/Альтернативные названия	RAP; MRAP; A2RAP; HBP44; MYP23; A2MRAP; альфа-2-MRAP; LRPAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4043
GeneID	4043
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-357 человеческого LRPAP1 (NP_002328.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30533
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В сумке со льдом