


Кроличья Моноклональная Антитело К Anti-Lsd2/Kdm1B/Aof1 Для Вб, Ифа — Q8Nb78

Артикул: CM0003641



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого LSD2/KDM1B/AOF1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для эпигенетических исследований диметилирования гистонов и регуляции экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSD2/KDM1B/AOF1 кроличья МАТ
Примечания/алиасы	AOF1; LSD2; C6orf193; LSD2/KDM1B/AOF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	221656
ID гена	221656
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого LSD2/KDM1B/AOF1 (NP_694587.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NB78
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом