

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ly86 Для Wb, Elisa — O95711

Артикул: CM0019856



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого LY86 (MD1). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LY86 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MD1; MD-1; MMD-1; dJ80N2.1; LY86
Вид	Человек
GeneID (человек)	9450
GeneID	9450
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O95711
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом