

Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Maged1/Nrage Для Wb, Elisa - Q9Y5V3

Артикул: CM0006697

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MAGED1/NRAGE (Q9Y5V3). Валидировано для WB и ELISA; реагирует с человеческим MAGED1/NRAGE. Идеально подходит для исследований апоптоза, циркадных ритмов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAGED1/NRAGE Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9500
GeneID	9500
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 640-778 человеческого MAGED1/NRAGE. (NP_008917.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y5V3
Молекулярный вес белка	86 кДа
Доставка	Сумка со льдом