

Поликлональное Кроличье Антитело Против Maged1/Nrage Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5V3

Артикул: CM0015269

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на MAGED1/NRAGE, валидированное для WB, IHC-P, ELISA у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело MAGED1/NRAGE
Примечания/синонимы	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9500
Идентификатор гена	9500
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 635-834 человеческого MAGED1/NRAGE (NP_001005333.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5V3
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом