

Кроличья Поликлональная Антитело Против Man2B1 Для Wb, Elisa - O00754

Артикул: CM0028034

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого MAN2B1, валидированная для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для изучения функции лизосомной альфа-маннозидазы в процессе деградации гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAN2B1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MANB; LAMAN; MAN2B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4125
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 640-850 человеческого MAN2B1 (NP_000519.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O00754
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом