


Моноклональное Антитело Против Маннозного Рецептора/Cd206 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P22897

Артикул: CM0008934



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий маннозный рецептор/CD206 (UniProt P22897). Подходит для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA. Идеально для изучения эндоцитоза, распознавания патогенов и биологии макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против маннозного рецептора/CD206
Примечания/Альтернативные названия	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4360
GeneID	4360
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-1389 человеческого маннозного рецептора/CD206 (NP_002429.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22897
Молекулярная масса белка	166 кДа
Доставка	В термосумке со льдом