


Поликлональные Антитела Anti-Mark13 Для Wb, Elisa - O15264

Артикул: CM0019739



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого MAPK13 (p38delta, SAPK4). Валидированы для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью в тканях человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнального пути стресс-активируемых киназ и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAPK13 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Вид	Человек
ID гена	5603
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого MAPK13 (O15264).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15264
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом