


Моноклональное Антитело Против Маркарк-2/Мк2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49137

Артикул: CM0007317



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий МАРКАРК-2/МК2. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; детектирует МАРКАРК-2/МК2 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований стрессовой сигнализации, регуляции цитокинов и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАРКАРК-2/МК2 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	МК2; МК-2; МАРКАР-К2; МАРКАРК-2/МК2
Вид	Человек
GeneID	9261
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого МАРКАРК-2/МК2 (NP_116584.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49137
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом