

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mark3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P27448

Артикул: CM0019155



введение

Поликлональное кроличье антитело против киназы MARK3 человека, подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. MARK3 фосфорилирует белки, ассоциированные с микротрубочками, и регулирует сигнальный путь Hippo и прогрессирование клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARK3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	KP78; VIPB; STAK1; PAR1A; Par-1a; MARK3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4140
Идентификатор гена	4140
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MARK3 (NP_001122390.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P27448
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет со льдом