

Поликлональные Антитела Против Mbtps1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - Q14703

Артикул: CM0023050



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MBTPS1 (S1P/SKI-1), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеком и мышью. Идеально подходят для исследований метаболизма холестерина, стресса эндоплазматического ретикулума, биогенеза лизосом и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MBTPS1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1; MBTPS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8720
GeneID	8720
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 803-1052 человеческого MBTPS1 (NP_003782.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14703
Молекулярный вес белка	118 кДа
Доставка	В ледяном пакете