

## Поликлональное Антитело Против Мсее Кролика Для Вестерн Блоттинга, Ифа - Q96Pe7

Артикул: CM0018346



### введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого МСЕЕ (метилмалонил-КоА-эпимераза, митохондриальная), подходит для Вестерн блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Для исследовательского использования в исследованиях метаболизма пропионил-КоА.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело к МСЕЕ, кролик (pAb)                                                                                    |
| Примечания/Альтернативные названия | МСЕ; MMCE; GLOD2; МСЕЕ                                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                         |
| ID гена                            | 84693                                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-176 человеческого МСЕЕ (NP_115990.3) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | Вестерн блоттинг (WB), ИФА                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                   |
| SWISS                              | Q96PE7                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 19 кДа                                                                                                                          |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                               |