


Кроличье Поликлональное Антитело Против Mcm5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунопреципитации, Elisa - P33992

Артикул: CM0025689



введение

Кроличье поликлональное антитело против фактора лицензирования репликации ДНК MCM5 (CDC46). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP), ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Для исследований клеточного цикла и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против MCM5
Примечания/Альтернативные названия	CDC46, MGORS8, P1-CDC46, MCM5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4174
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 белка MCM5 человека (NP_006730.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33992
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом