


Поликлональные Антитела Против Mcmbr Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Vte3

Артикул: CM0030999



введение

Кроличьи поликлональные антитела против MCMBP, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческими и мышиными образцами. Нацелены на белок, связывающийся с комплексом поддержки мини-хромосом (mini-chromosome maintenance complex-binding protein), ключевой регулятор репликации ДНК и сплоченности сестринских хроматид. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к MCMBP
Примечания/Псевдоним	MCM-BP; C10orf119; MCMBP
Вид	Человек
ID гена	79892
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого MCMBP (NP_079110.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9VTE3
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка-холодильник