

Поликлональное Антитело Кролика Против Мси Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ne86

Артикул: CM0019927



введение

Поликлональное антитело кролика против MCU, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий, мышинный, крысиный MCU — митохондриальный кальциевый унипортер, регулирующий продукцию АТФ, кальциевую сигнализацию и пути гибели клеток. Идеально для исследований митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против MCU
Примечания/Альтернативные названия	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Вид	Человек
ID гена	90550
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, соответствующий аминокислотам 51-170 человеческого MCU (NP_612366.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NE86
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом