


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Mda5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Vyx4

Артикул: CM0018852



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MDA5 (IFIH1) — цитоплазматического сенсора вирусной РНК и активатора врожденного противовирусного иммунитета. Проверены для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDA5 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	IFIH1; AGS7; Hlcd; IDDM19; MDA-5; MDA5; RLR-2; SGMRT1; индуцируемый интерфероном домен 1 хеликазы C
Вид	Человек
GeneID (человек)	64135
GeneID	64135
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9VYX4
Молекулярная масса белка	25 кДа/117 кДа
Доставка	Хладоэлемент