

Моноклональное Антитело Против Mdh1 Для Вб, Ифа - P40925

Артикул: CM0004680



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому MDH1, валидированное для вестерн-блотов и ИФА. Обнаруживает эндогенный MDH1 в пробах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDH1 кроличье мкАт
Примечания/Алиасы	KAR; MDHA; MOR2; DEE88; MDH-s; EIEE88; HEL-S-32; MGC:1375; MDH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4190
ID гена	4190
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 235-334 человеческого MDH1 (P40925).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P40925
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовая упаковка