


Моноклональное Антитело Против Meckelin Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q5HyA8

Артикул: CM0003857



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Meckelin (TMEM67), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований цилиопатий и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Meckelin Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MKS3; JBTS6; NPHP11; TNEM67; MECKELIN; Meckelin
Вид	Человек
GeneID (человек)	91147
GeneID	91147
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 800-880 белка Meckelin человека (NP_714915.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5HYA8
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом