


Моноклональное Антитело Против Megalin/Lrp2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Проточной Цитометрии И Elisa - P98164

Артикул: CM0006333



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на С-концевую область человеческого Megalin/LRP2. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на пермеабелизованных клетках, иммуногистохимии на парафиновых срезах, внутриклеточной проточной цитометрии и ELISA. Определяет LRP2 (~522 кДа) человека, мыши и крысы — мультилигандный эндоцитарный рецептор, критически важный для реабсорбции в почках, нейроразвития и метаболизма липопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Megalin/LRP2
Примечания/Альтернативные названия	DBS; GP330; LRP-2; Megalin/LRP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4036
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 4446-4655 человеческого Megalin/LRP2 (NP_004516.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на пермеабелизованных клетках, иммуногистохимия на парафиновых срезах, внутриклеточная проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98164
Молекулярная масса белка	522 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом