


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Mertk/Mer Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q12866

Артикул: CM0028130



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MERTK (MER, Tyro12), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает MERTK в тканях человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследований фагоцитоза и сигнальных путей рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MERTK Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Вид	Человек
ID гена	10461
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 26 по 499 человеческого MERTK (NP_006334.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12866
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Айс-пакет