

Моноклональное Антитело К Mettl14 (Валидировано Методом Kd) Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — Q9Hce5

Артикул: CM0007364



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к METTL14 (рекомбинантный иммуноген, валидировано методом KD) распознаёт белок человека, мыши и крысы. Для WB, IHC-P, IP и ELISA в исследованиях метилирования мбА, циркадных ритмов и дифференцировки стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье моноклональное антитело к METTL14
Примечания/синонимы	hMETTL14; [Валидировано методом KD] METTL14
Вид	Человек
GeneID	57721
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого METTL14 (NP_066012.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HCE5
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом