

Поликлональное Антитело Против Mgea5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафинов, Ифа - O60502

Артикул: CM0029644



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MGEA5/OGA. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафинов, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения O-GlcNAцилирования и связанных заболеваний. Идеально для диагностических и исследовательских применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGEA5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MEA5; MGEA5; NCOAT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10724
ID гена	10724
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380-580 человеческого MGEA5 (NP_001135906.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафины, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60502
Молекулярная масса белка	103 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом