

Кроличыи Поликлональные Антитела К Mief1 (Mid51) Для Wb И Elisa - Q9Nqg6

Артикул: CM0015003



введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к MIEF1 — это антитела, полученные в организме кролика против белка MIEF1 (MID51) человека, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Они реагируют с образцами человека и крысы. MIEF1 — это белок внешней мембраны митохондрий, регулирующий процессы деления/слияния, что делает данные антитела идеальными для исследований митохондриальной динамики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb к MIEF1
Примечание/Синонимы	MID51, LOR8F8, SMCR7L, AltMIEF1, HSU79252, MIEF1-MP, dj1104E15.3, MIEF1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54471
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-280 MIEF1 человека (NP_061881.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9NQG6
Молекулярная масса белка	51 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом