


Анти-Mitf Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75030

Артикул: CM0013778



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого MITF (транскрипционный фактор, ассоциированный с микрофтальмией). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. MITF является ключевым регулятором выживания меланоцитов, их дифференцировки и биогенеза меланосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MITF кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4286
ID гена	4286
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого MITF (NP_937801.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75030
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом