

Анти-Mkrn3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13064

Артикул: CM0023240

введение

MKRN3 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное от кролика, распознающее человеческий E3 убиквитин-лигазу MKRN3. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белками. Для исследований сроков полового созревания и путей убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MKRN3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CPPB2; D15S9; RNF63; ZFP127; ZNF127; MKRN3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7681
GeneID	7681
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого MKRN3 (NP_005655.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13064
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом