


Поликлональные Антитела Против Mlf1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P58340

Артикул: CM0013101



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MLF1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований миелоидного лейкозного фактора 1 в процессах гемопоэтической дифференцировки, регуляции клеточного цикла и функции факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MLF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MLF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4291
GeneID	4291
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-268 человеческого MLF1 (NP_071888.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P58340
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент