

## Моноклональное Антитело Anti-MLKL Для Wb, IHC-P, Elisa - Q8Nb16

Артикул: CM0010885



### введение

Мышиное моноклональное антитело против человеческого MLKL, валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный MLKL, медиатор некроптоза массой 54 кДа. Идеально подходит для исследований клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано KO] MLKL Mouse mAb                                                |
| Примечания/Псевдоним      | hMLKL                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                         |
| GeneID (человек)          | 197259                                                                          |
| GeneID                    | 197259                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтезированный пептид, полученный из человеческого MLKL. |
| Источник                  | Мышь                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                         |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                   |
| SWISS                     | Q8NB16                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 54 кДа                                                                          |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                  |