


Анти-Mmp1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P03956

Артикул: CM0018522



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого MMP1 (интерстициальной коллагеназы). Валидированы для WB и ELISA; иммуноген охватывает аминокислоты 20-280. Идеальны для исследований деградации коллагена и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CLG; CLGN; MMP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4312
GeneID	4312
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-280 человеческого MMP1 (NP_002412.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P03956
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом