

Поликлональное Антитело Кролика К Mmp20 Для Вб, Ифа - 060882

Артикул: CM0029160



введение

Поликлональное антитело кролика к MMP20, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Мишенью является эмалиновая металлопротеиназа, участвующая в формировании зубной эмали. Идеально подходит для исследований в области стоматологии и опорно-двигательного аппарата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP20 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AI2A2; MMP-20; MMP20
Вид	Человек
ID гена (человек)	9313
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-310 человеческого MMP20 (NP_004762.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	060882
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Айс-пакет