

Моноклональное Антитело Против Mmut Для Wb, Ihc-P, Elisa — P22033

Артикул: CM0012352



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против MMUT, валидированное для применения в WB, IHC-P и ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции метилмалонил-КоА-мутазы в метаболических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против MMUT
Примечания/синонимы	MCM; MUT; MMUT
Вид	Человек
GeneID	4594
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MMUT (P22033).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22033
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет