

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mob1A/Mob1B Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9H8S9 / Q7L9L4

Артикул: CM0021390



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на MOB1A/MOB1B, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA с реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Белки MOB1 являются активаторами пути Hippo, регулирующими размер органов и подавление опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MOB1A/MOB1B Rabbit pAb
Примечания/синоним	MOB1A/MOB1B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55233/92597
Идентификатор гена	55233/92597
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H8S9/Q7L9L4
Условия доставки	Пакет со льдом