

Поликлональные Антитела Против Моезина Для Вб, Ифа - P26038

Артикул: CM0024417



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого моезина (MSN), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для изучения белков семейства ERM и регуляции актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моезин, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альясы	HEL70; IMD50; Moesin
Вид	Человек
ID гена (человек)	4478
ID гена	4478
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого моезина (NP_002435.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P26038
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодильный пакет