

Поликлональное Кроличье Антитело Против Моноаминоксидазы А (Маоа) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P21397

Артикул: CM0015490



введение

Поликлональное кроличье антитело против моноаминоксидазы А (MAOA) человека для вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноаминоксидаза А (MAOA), кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	BRNRS; MAO-A; моноаминоксидаза А (MAOA)
Вид	Человек
GeneID (человек)	4128
GeneID	4128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 моноаминоксидазы А человека (NP_000231.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21397
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом