


Кроличье Моноклональное Антитело Против Моноаминоксидазы В (Маоб) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P27338

Артикул: CM0003799



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую моноаминоксидазу В (МАОВ). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к мыши, крысе. Подходит для изучения метаболизма нейротрансмиттеров и исследований нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против моноаминоксидазы В (МАОВ)
Примечания/Алиасы	МАОВ; моноаминоксидаза В; Monoamine Oxidase B (МАОВ)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4129
GeneID	4129
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой моноаминоксидазы В (МАОВ) (P27338).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (ИНС-Р), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27338
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом