


Кроличья Поликлональная Антитело К Mpg (Валидировано По Нокауту) Для Вестерн-Блота, Ифа - P29372

Артикул: CM0024197



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело против MPG (AAG) – ДНК-3-метиладенин гликозилазы, участвующей в эксцизионной репарации оснований. Подходит для Вестерн-блота и ИФА, имеет перекрестную реактивность с человеческим, мышиным и крысиным антигеном – P29372.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по нокауту] Кроличье поликлональное антитело к MPG
Примечания/Альтернативные названия	AAG; MDG; ADPG; APNG; Mid1; anpg; PIG11; PIG16; CRA36.1; PG
Вид	Человек
Идентификатор гена	4350
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-293 человеческого MPG (NP_001015052.1)
Источник получения	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Запись в базе SWISS	P29372
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	Холодильный пакет