


Поликлональные Антитела Против Mpp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q00013

Артикул: CM0028371



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против MPP1 (мембранный белок эритроцитов 55 кДа). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обладают перекрестной реактивностью с человеческим и мышинным белками. Идеальны для исследований полярности нейтрофилов и функций мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MPP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MRG1, PEMP, AAG12, EMP55, DXS552E, MPP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4354
ID гена	4354
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого MPP1 (NP_002427.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00013
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом